

使用個案名稱：查看歷史影像紀錄↵		↵
行為者↵	照護者↵	↵
前提↵	照護者已登入系統↵	↵
結束狀態↵	看完搜尋的歷史影像↵	↵
事件路徑：↵		↵
Actor 動作↵		系統回應↵
1.在主選單下方點擊「回放圖示」↵		↵
2.輸入欲查詢的開始及結束日期區間↵		3.列出時間區間內各狀態類型的影片↵
4.點選想查看的影片↵		5.顯示影片播放器↵

使用個案名稱：查看即時影像↵		↵
行為者↵	照護者↵	↵
前提↵	照護者已登入系統↵	↵
結束狀態↵	知道被照護者當下的即時狀態↵	↵
事件路徑：↵		↵
Actor 動作↵		系統回應↵
1.在主選單 <u>頁面</u> 點擊「監視器影像」↵		2.顯示攝影機鏡頭畫面↵

使用個案名稱：查看跌倒風險報告↵		↵
行為者↵	照護者↵	↵
前提↵	照護者已登入系統↵	↵
結束狀態↵	已了解被照護者近 <u>兩週</u> 的跌倒頻率↵	↵
事件路徑：↵		↵
Actor 動作↵		系統回應↵
1.在主選單下方點擊「報告圖示」↵		2.顯示被照護者 <u>兩週</u> 內跌倒、差點跌倒、步態不穩的頻率折線圖↵

使用個案名稱：查看語音互動紀錄( <u>長者</u> 與系統對話)↵		↵
行為者↵	照護者↵	↵
前提↵	照護者已登入系統↵	↵
結束狀態↵	已了解被照護者當日的行程或狀態等各種生活資訊↵	↵
事件路徑：↵		↵
Actor 動作↵		系統回應↵
1.在主選單下方點擊「對話圖示」↵		2.顯示當日與被照護者對話的對話框↵